

	<p>Urvin Services Internacionales S.A de C.V.</p> <p>Especificación Técnica</p>	<p>Código: SEF3-013</p> <p>Rev.: 0</p> <p>Fecha: 01/01/2015</p>
---	---	--

Denominación: Faja sacrolumbar de espuma rígida MOD. JYR-900 JYRSA

Aplicaciones: Producto diseñado para usarse en actividades que implican el esfuerzo de levantar cargas, ya sea por causas laborales o deportivas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Faja con Soporte sacrolumbar de espuma rígida.

Características:

- Fabricadas en foam de baja densidad.
- Con esponja rígida en la parte interna del soporte.
- Con hebilla de 3er. paso.
- 10 cm. de ancho en la región lumbar.
- 8 cm. de ancho en la región abdominal.
- Tallas: CH-MD-GD-XG-2XG.
- Patente # 1564.



Reverso



3er Paso

CONDICIONES DE USO

Revisión:

1. La faja debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso los guantes deben de ser revisados, que no presenten deterioro, desgaste, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra faja nueva.

Colocación:

1. Pase los brazos a través de los tirantes y ajústelos, de acuerdo a su torso.
2. Sujete los paneles frontales de la faja y únalos, colocando el derecho sobre el izquierdo, justo debajo del ombligo.

	<p>Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.</p> <p>Especificación Técnica</p>	<p>Código: SEF3-013</p> <p>Rev.: 0</p> <p>Fecha: 01/01/2015</p>
---	---	--

Denominación: Faja sacrolumbar de espuma rígida MOD. JYR-900 JYRSA

Aplicaciones: Producto diseñado para usarse en actividades que implican el esfuerzo de levantar cargas, ya sea por causas laborales o deportivas.

3. Jale las bandas elásticas, colocándolas sobre los paneles frontales para obtener un mayor ajuste.
4. Una vez colocada la faja, siga al pie de la letra las técnicas correctas de levantamiento.

Retiro:

1. Jale las bandas elásticas, después desprenda los paneles frontales y quite los tirantes para retirar la faja.

Limitaciones:

- No es recomendable, su uso para maniobras con materiales saturados con Químicos peligrosos.
- No se deberá usar este equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.
- No usarse en operaciones no autorizadas, se deberá consultar al especialista en seguridad de la empresa para diagnosticar, validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.
- No se deberá usar como herramienta de sujeción.

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

1.- Susceptible a lavado industrial



RESGUARDO

1. En su almacén a los guantes lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
2. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de las fajas, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
3. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Las fajas contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

	<p>Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.</p> <p>Especificación Técnica</p>	<p>Código: SEF3-013</p> <p>Rev.: 0</p> <p>Fecha: 01/01/2015</p>
---	---	--

Denominación: Faja sacrolumbar de espuma rígida MOD. JYR-900 JYRSA

Aplicaciones: Producto diseñado para usarse en actividades que implican el esfuerzo de levantar cargas, ya sea por causas laborales o deportivas.

Empaque

Caja con 30 piezas