



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGE4-002
Rev.: 0
Fecha: 05/01/09

Denominación: GUANTE DE VINIL LIBRE DE POLVO P/EXPLORACION NO ESTERIL AMBIDERM

Aplicaciones: Para operaciones donde existan riesgos, grasas, aceites y químicos no agresivos, principalmente para uso médico, exploración.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Guante de polyvinyl, liso, libre de látex, sin ceras, siliconas ni plastificantes y ambidextro, desechable, realizado en vinyl, proporciona confort y economía.

Características:

Fabricado con un novedoso compuesto de polyvinyl, color natural recomendado para personas alérgicas de látex. Se puede usar en industria química, laboratorios, urgencias y principalmente para uso médico.

Material:

- Material externo:
100% Polyvinyl.
- Color :
Natural.



Dimensiones:

Talla:	TALLA S	TALLA M	TALLA L
A: Largo total	235 mm \pm 3%	240 mm \pm 3%	245 mm \pm 3%

Emisor: Juan Hernandez M.
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGE4-002
Rev.: 0
Fecha: 05/01/09

Denominación: GUANTE DE VINIL LIBRE DE POLVO P/EXPLORACION NO ESTERIL AMBIDERM

Aplicaciones: Para operaciones donde existan riesgos, grasas, aceites y químicos no agresivos, principalmente para uso médico, exploración.

CONDICIONES DE USO

Revisión:

1. El guante nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura e imperfecciones.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso los guantes deben de ser revisados, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

Colocación:

1. Manos limpias al colocarse los guantes para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.
2. Ajustar perfectamente el guante a la mano en dedos

Retiro:

1. Cuidar que la piel de la mano no tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

Limitaciones:

- 1.- Elimine el guante inmediatamente si se pincha o se perfora durante el trabajo. Reemplace el guante si no está seguro de su buen estado
2. No deben ser sometidos a cambios bruscos de temperatura durante su almacenamiento. Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes
- 3.- No use guantes que estén sucios por dentro porque pueden irritar y/o infectar la piel.

LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

1. Susceptible a lavado industrial



Nota: Siempre y cuando no este perforado.

Emisor: Juan Hernandez M.
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SGE4-002
Rev.: 0
Fecha: 05/01/09

Denominación: GUANTE DE VINIL LIBRE DE POLVO P/EXPLORACION NO ESTERIL AMBIDERM

Aplicaciones: Para operaciones donde existan riesgos, grasas, aceites y químicos no agresivos, principalmente para uso médico, exploración.

RESGUARDO

1. En su almacén a los guantes lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
2. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de los guantes, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
3. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

Emisor: Juan Hernandez M.
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D